


CHEWY TUBES

allena la masticazione




WWW.GIOCOTHERAPY.IT




nome	Chewy Tubes Rosso	Chewy Tubes Giallo	Chewy Tubes Verde	Chewy Tubes Azzurro
Durezza	Grado I	Grado II	Grado III	Grado IV
Livello di utilizzo	I	II	III	IV
Protuberanze	No	No	Si	No
Diametro stello	12,7 mm	9,5 mm	15 mm	15 mm
Età	Dai 2 anni di età e adulti	Dai 9-10 mesi di età, pero può essere utile anche nei pazienti con limitata e difficoltosa apertura della bocca.	bambini e adulti che richiedono una consistenza più dura rispetto ai Chewy tube gialli e rossi	Adolescenti e adulti



Dimensioni



La superficie ruvida che consente di stimolare la propriocezione e la sensibilità intraorale, rafforzare i muscoli, allenare la masticazione prima dell'introduzione del cibo. ecc



WWW.GIOCOTHERAPY.IT

Tel: 379 233 09 94